

Моноклональное Антитело Рe Кролика Против Мышиного Cd23 Для Проточной Цитометрии — P20693

Артикул: CM0012312

введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело к мышиному CD23 (Fcεr2), предназначенное для проточной цитометрии. Надежный реагент для изучения функций В-клеток и макрофагов, опосредованных рецептором IgE. Моноклональное, видоспецифичное.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE-кроличье моноклональное антитело против мышиного CD23
Примечания/синонимы	CD23; Fcε2; Fcεr2; Ly-42
Вид реагента	Мышь
GeneID (человек)	2208
GeneID	14128
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность аминокислотных остатков 50-331 мышиного CD23 (NP_038545.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P20693
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	С охлаждающими элементами