

Ре Кроличья Моноклональная Антитело Против Мышиного Cd235A/Гликофорина А Для Проточной Цитометрии - P14220

Артикул: CM0009015

введение

Конъюгированная с PE кроличья моноклональная антитела против мышиного CD235a (гликофорина А), валидированная для проточной цитометрии. Основной белок мембраны эритроцитов, критически важный для стабильности мембраны и антигенов группы крови MN. SWISS: P14220.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE кроличья моноклональная антитело против мышиного CD235a/гликофорина А
Примечания/Синонимы	GPA; CD235a
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	2993
GeneID	14934
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-108 мышиного CD235a (NP_034499.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (ПЦ)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P14220
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	Хладопакет