

Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd24 Для Проточной Цитометрии - P24807

Артикул: CM0008288

введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела, направленные против мышиного CD24 (HSA, Ly-52, нектадрин), валидированные для проточной цитометрии. Подходят для иммунофенотипирования и исследований клеточной дифференцировки мышиных лимфоидных, миелоидных и эритроидных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кролик anti-Mouse CD24 мАт
Примечания/Псевдоним	HSA; Cd24; Ly-52; нектадрин
Вид	Мышь
GeneID (человек)	100133941
GeneID	12484
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-53 мышиного CD24 (NP_033976.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P24807
Молекулярный вес белка	8кДа
Доставка	Ледяной пакет