

Ре-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело К Мышиному Cd25 Для Проточной Цитометрии - P01590

Артикул: CM0008492

введение

РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело к мышиному CD25 (IL-2R α , p55), подходящее для применения в проточной цитометрии при изучении регуляторных Т-клеток и механизмов иммунной толерантности. Это антитело специфично к альфа-цепи рецептора IL-2 мыши и идеально для идентификации Treg-клеток и функциональных анализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело к мышиному CD25
Примечания/Альтернативные названия	CD25; IL2r; Ly-43
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	3559
GeneID	16184
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-236 мышиного CD25 (NP_032393.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01590
Молекулярная масса белка	30 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом