

Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd262/Trailr2 Для Проточной Цитометрии - Q9Qzm4

Артикул: CM0004375

введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела, направленные против мышиного CD262/TRAILR2 (рецептор смерти 5), для проточной цитометрии. Подходят для исследований апоптоза, сигнальных путей рецепторов смерти и исследований рака на мышах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кролик против мыши CD262/TRAILR2 мАт
Примечания/Псевдонимы	МК; DR5; Ly98; KILLER; TRICKB; TRAILR2; TRICK2A; TRICK2B
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	8795
ID гена	21933
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 53-170 мышиного CD262/TRAILR2 (NP_064671.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9QZM4
Молекулярный вес белка	42кДа
Доставка	Сумка со льдом