

Моноклональное Антитело Ре Кролика Против Мышиного Cd267/Tacі Для Проточной Цитометрии — Q9Et35

Артикул: CM0009800

введение

Конъюгированное с РЕ кроличье моноклональное антитело, направленное против мышиного CD267/TACI (Tnfrsf13b), предназначенное для применения в проточной цитометрии. Обнаруживает рецептор с молекулярной массой 27 кДа, опосредующий стимуляцию В- и Т-клеток. Специфично к мышиному антигену.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ кроличье антитело против мышиного CD267/TACI мКл
Примечания/синонимы	Tacі, 1200009E08Rik
Вид антигена	Мышь
GeneID (человек)	23495
GeneID (мышь)	57916
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий аминокислоты 5–129 мышиного CD267/TACI (NP_067324.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9ET35
Молекулярная масса белка	27 кДа
Доставка	Холодовая упаковка