

Мышиное Моноклональное Антитело Pe Rabbit K Cd268/Baff-R Для Проточной Цитометрии — Q9D8D0

Артикул: CM0008084

введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело, нацеленное на CD268/BAFF-R мыши (рецептор дефекта созревания В-клеток/активирующий В-клетки фактор). Валидировано для проточной цитометрии, подходит для исследований передачи сигналов через В-клеточный рецептор и выживания зрелых В-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело PE Rabbit к CD268/BAFF-R мыши
Примечания/синонимы	Bcmd; Baffr; Bcmd1; BAFF-R; Bcmd-1; Lvis22; 2010006P15Rik
Вид	Мышь
GeneID (человек)	115650
GeneID	72049
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 10–71 CD268/BAFF-R мыши (NP_082351.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	Q9D8D0
Молекулярная масса белка	19 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом