

Ре Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd272/Btla Для Fc - Q7Tsa3

Артикул: CM0009654



введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный CD272/BTLA, валидированное для проточной цитометрии. Ослабляющий рецептор В- и Т-лимфоцитов, участвующий в иммунной регуляции. Идеально для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличье анти-мышиное CD272/BTLA mAb
Примечания/Альтернативное название	A630002H24
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	151888
GeneID	208154
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-176 мышиного CD272/BTLA (NP_001032808.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q7TSA3
Молекулярная масса белка	22кДа/34кДа
Доставка	В сумке со льдом