


Ре-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd274/Pd-L1 Для Проточной Цитометрии - Q9EP73

Артикул: CM0011843



введение

РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело против мышиного PD-L1 (CD274), нацеленное на внеклеточный домен. Валидировано для проточной цитометрии на мышиных образцах; подходит для исследований иммунных контрольных точек и опухолевой иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ-конъюгированное кроличье антитело против мышиного CD274/PD-L1
Примечания/Альтернативные названия	B7h1, Pdl1, Pdcd1l1, Pdcd1lg1, A530045L16Rik
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	29126
GeneID	60533
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9EP73
Молекулярная масса белка	32 кДа
Условия доставки	В термopakете со льдом