

Моноклональное Антитело Кролика Против Мышиного Cd28, Конъюгированное С Ре, Для Проточной Цитометрии - P31041

Артикул: CM0004635



введение

Конъюгированное с физэритрином (PE) моноклональное антитело кролика против мышиного CD28, валидированное для использования в проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения активации Т-клеток, костимуляции и иммунного гомеостаза. Реагирует с мышиным антигеном.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против мышиного CD28, конъюгированное с PE
Примечания/Альтернативное название	Cd28
Вид антигена	Мышь
ID гена (человек)	940
ID гена	12487
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 20-149 мышиного CD28 (NP_031668.3).
Источник продуцирования	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P31041
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия транспортировки	С охлаждающим элементом