

Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd301 (Mgl1/2) Для Проточной Цитометрии - P49300 / Q8Jzn1

Артикул: CM0012697

введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела, направленные против мышиного CD301 (MGL1/2), для проточной цитометрии. Распознают лектин CLEC10A на макрофагах; способствуют исследованиям в области опухолевого иммунитета, воспаления жировой ткани и инфекций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE кроличьи моноклональные антитела против мышиного CD301 (MGL1/2)
Примечания/Псевдоним	Mgl; Mgl1; CD301a; M-ASGP-BP-1
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	10462/54551
GeneID (Мышь)	17312/216864
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 57-304 мышиного CD301a (NP_034926.1))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P49300/Q8JZN1
Доставка	Сумка со льдом