

Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd301b/Mgl2 Для Проточной Цитометрии - Q8Jzn1

Артикул: CM0008665

введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела, направленные против мышиного CD301b (MGL2), мембранного гликопротеина типа С-лектина. Валидированы для применения в проточной цитометрии (FC). Идеальны для исследований в области иммунологии и гликобиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кролик anti-Mouse CD301b/MGL2 мАт
Примечания/Псевдоним	CD301b
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	10462
GeneID	216864
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности внутри аминокислот 233-332 мышиного CD301b/MGL2 (NP_660119.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q8JZN1
Молекулярный вес белка	38 кДа
Доставка	Сумка со льдом