


Моноклональное Антитело Ре Кролика Против Мышиного Cd304/Нейропилина-1 Для Проточной Цитометрии (Fc) - P97333

Артикул: CM0011390



введение

РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, направленное против мышиного CD304/Нейропилина-1, валидированное для применения в проточной цитометрии (FC). Подходит для исследований нейрогенеза, ангиогенеза и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело РЕ кролика против мышиного CD304/Нейропилина-1
Примечания/Альтернативные названия	Nrp; NP-1; Npn1; NPN-1; C530029I03
Вид	Мышь
GeneID (человек)	8829
GeneID	18186
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 22-856 мышиного CD304/Нейропилина-1 (NP_032763.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P97333
Молекулярная масса белка	103 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом