

Моноклональное Антитело Ре Кролика Против Мышиного Cd32 Для Проточной Цитометрии — P08101

Артикул: CM0012583

введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело к мышиному CD32 (FcγRIIB), валидированное для проточной цитометрии. Подходит для изучения функции рецепторов IgG в лимфоидных и миелоидных клетках. Uniprot: P08101.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE кроличье моноклональное антитело против мышиного CD32
Примечания/алиасы	CD32, Fcgr2, Fcr-2, Fcr-3, Ly-17, LyM-1, Lym-1, fcRII, FcgRII, Fcgr2a, Ly-m20, Fc[g]RII, F630109E10Rik
Вид	Мышь
ID гена (человек)	2213
ID гена	14130
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 30-207 мышиного CD32 (NP_034317.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P08101
Молекулярная масса белка	31 кДа/33 кДа/36 кДа
Доставка	С мешком со льдом