

Моноклональное Антитело Кролика К Мышиному Cd34, Меченое Ре, Для Проточной Цитометрии - Q64314

Артикул: CM0010280

введение

Флуоресцеин-фикоэритриновое меченое моноклональное антитело кролика к мышиному CD34, валидированное для применения в проточной цитометрии (FC). Подходит для изучения адгезии гемопоэтических стволовых/прогениторных клеток и раннего гемопоэза. Реагирует с мышиным CD34. UniProt: Q64314.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к мышиному CD34, меченое PE
Примечания/Альтернативные названия	CD34; молекула CD34; GIG3; MORT1
Вид	Мышь
GeneID (человек)	947
GeneID	12490
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность аминокислот 35-287 мышиного CD34 (NP_598415.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q64314
Молекулярная масса белка	41 кДа
Транспортировка	С ледяным аккумулятором