

Ре Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd35 - Cd35

Артикул: CM0009516

введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный CD35 (Cr1, C3DR), для проточной цитометрии (FC). Реагирует с мышиным белком, молекулярная масса 113 кДа. Идеально подходит для иммунологических исследований рецепторов комплемента.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Наименование продукта	PE Кроличье антитело против мышиного CD35, моноклональное
Примечания/Альтернативные названия	Cr1; C3DR; CD21; CD35; Cr-1; Cr-2
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	1380
ID гена	12902
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-396 мышиного CD35 (NP_001355694.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
Молекулярная масса белка	113 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом