

Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd352/Slamf6 Для Проточной Цитометрии - Q9Et39

Артикул: CM0008512

введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела, направленные против мышиного CD352/SLAMF6 (Ly108/NTB-A), валидированные для проточной цитометрии. Подходят для изучения опосредованной рецепторами семейства SLAM передачи сигналов и модуляции в иммунных клетках, а также в образцах мышиных гемопоэтических клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кролик anti-Mouse CD352/SLAMF6 mAb
Примечания/Псевдоним	KAL1; NTBA; KAL1b; Ly108; NTB-A; SF2000
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	114836
GeneID	30925
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 31-235 мышиного CD352/SLAMF6 (NP_001334115.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9ET39
Молекулярный вес белка	39кДа
Доставка	Сумка-холодильник