

PE Моноклональное Антитело Кролика Против Cd366 (Tim-3) Мыши Для Проточной Цитометрии - Q8Vim0

Артикул: CM0012169



введение

Конъюгированное с PE моноклональное антитело кролика против CD366 (TIM-3) мыши, валидированное для проточной цитометрии. Специфично для мыши, экспрессируется на Th1-, CD8+ Т-клетках, макрофагах и дендритных клетках. Идеально подходит для исследований иммунных контрольных точек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE моноклональное антитело кролика против CD366 (TIM-3) мыши
Примечания/синонимы	Tim3; TIM-3; Timd3
Вид	Мышь
GeneID (человек)	84868
GeneID	171285
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-191 CD366 (TIM-3) мыши (NP_599011.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	Q8VIM0
Молекулярная масса белка	22 кДа/31 кДа
Доставка	Сумка со льдом