

Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd40 Для Проточной Цитометрии - P27512

Артикул: CM0009238

введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела, специфичные к мышиному CD40 (TNFRSF5, Bp50), валидированные для проточной цитометрии. Нацелены на внеклеточный домен (а.к. 20-189). Идеально подходят для изучения активации В-клеток и иммунного сигналинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличьи МАб против мышиного CD40
Псевдонимы	IGM; p50; Bp50; GP39; IMD3; TRAP; HIGM1; T-BAM; Tnfrsf5
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	958
ID гена	21939
Иммуноген	Рекомбинантный белок / Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-189 мышиного CD40 (NP_035741.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P27512
Молекулярный вес белка	32кДа
Доставка	Сумка со льдом