

Ре Кроличья Мышиная Моноклональная Антитела К Cd43 - P15702

Артикул: CM0005509



введение

Конъюгированная с фитоэритрином (PE) кроличья моноклональная антитела, направленная против мышиного CD43 (лейкозиалин). Валидирована для проточной цитометрии, подходит для иммунофенотипирования, исследований активации Т-клеток и миграции в мышиных моделях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE кроличья мышиная моноклональная антитела к CD43
Примечания/Синонимы	Cd43; Ly48; Galgp; Ly-48; A630014B01Rik
Вид реагирования	Мышь
GeneID (человек)	6693
GeneID	20737
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-248 мышиного CD43 (NP_033285.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P15702
Молекулярная масса белка	40 кДа
Доставка	С холодильным пакетом