

Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd44 Для Проточной Цитометрии - P15379

Артикул: CM0009479



введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела против мышиного CD44 (Ly-24, Pgp-1, HERMES). Валидированы для проточной цитометрии (FC). Подходят для изучения клеточной адгезии, гоминга лимфоцитов и связывания гиалуронана.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кролик anti-Мышь CD44 мАт
Примечания/Псевдоним	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	960
ID гена	12505
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-176 мышиного CD44 (NP_033981.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P15379
Молекулярный вес белка	85кДа
Доставка	Сумка со льдом