

Ре Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd45 Для Проточной Цитометрии - P06800

Артикул: CM0009683

введение

Надежное РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, специфичное к мышиному CD45 (PTPRC, общий лейкоцитарный антиген). Оптимизировано для проточной цитометрии (FC), идеально для иммунофенотипирования и закупки диагностического сырья.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ Кроличье антитело против мышиного CD45 (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	Юс; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyl-4
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	5788
GeneID	19264
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-566 мышиного CD45 (NP_001104786.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P06800
Молекулярная масса белка	130кДа/140кДа/144кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом