

Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd45.1 - P06800

Артикул: CM0010531

введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела против мышиного CD45.1 для проточной цитометрии. Распознают общий лейкоцитарный антиген, рецепторную тирозин-протеинфосфатазу типа C, со специфической реактивностью к образцам мыши.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE кроличьи моноклональные антитела против мышиного CD45.1
Примечания/Псевдонимы	Ioc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	5788
ID гена	19264
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 311-410 мышиного CD45.1 (NP_001104786.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P06800
Молекулярный вес белка	130кДа/140кДа/144кДа
Доставка	Сумка со льдом