

Ре-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd47 Для Проточной Цитометрии - Q61735

Артикул: CM0010063

введение

РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело против мышиного CD47 (IAP) для проточной цитометрии. Валидировано для мышиных образцов, нацелено на лейкоцитарный поверхностный антиген, участвующий в клеточной адгезии и иммунной регуляции. UniProt Q61735.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ-конъюгированное кроличье антитело против мышиного CD47
Примечания/Альтернативные названия	IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik
Вид	Мышь
GeneID (человек)	961
GeneID	16423
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-135 мышиного CD47 (NP_034711.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q61735
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом