

Ре-Моноклональное Антитело Кролика К Cd5 Мыши Для Fc — P13379

Артикул: CM0011559

введение

Конъюгированное с PE моноклональное антитело кролика, специфичное к CD5 мыши (антиген Ly-1), валидированное для проточной цитометрии. Подходит для исследований Т-клеток и клеток B1a, иммунной толерантности и сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE-моноклональное антитело кролика к CD5 мыши
Примечания/синонимы	Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyt-1
Вид	Мышь
GeneID (человек)	921
GeneID	12507
Иммуноген	Рекомбинантный белок / рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-371 CD5 мыши (NP_031676.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P13379
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом