

Мышиное Моноклональное Антитело Кролика К Cd50/Icam-3 (Icam-5/Телэнцефалину), Конъюгированное С Ре, Для Fc — Q60625

Артикул: CM0006018

введение

Моноклональное антитело кролика к CD50/ICAM-3 (ICAM-5/телэнцефалину) мыши, конъюгированное с РЕ и валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для исследований нейрональной адгезии и нейроиммунологии от CamelBio.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к CD50/ICAM-3 мыши, конъюгированное с РЕ
Примечания/синонимы	TLN; CD50; Tlcn; Icam3; ICAM-3; ICAM-5
Вид	Мышь
GeneID (человек)	7087
GeneID (мышь)	15898
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 32–227 CD50/ICAM-3 мыши (NP_032345.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	Q60625
Молекулярная масса белка	97 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом