

Ре Кроличье Моноклональное Антитело К Мышиному Cd6 - Q61003

Артикул: CM0004942

введение

РЕ Кроличье моноклональное антитело к мышиному CD6 для проточной цитометрии. Определяет мышиный CD6, Т-клеточный антиген, участвующий в адгезии, костимуляции и врожденном иммунитете. Мол. масса: 64/68/72 кДа. Swiss-Prot: Q61003. Идеально для исследований в иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Наименование продукта	РЕ Кроличье моноклональное антитело к мышиному CD6
Примечания/Альтернативные названия	Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Glires; Rodentia; Myomorpha; Muroidea; Muridae; Murinae; Mus; Mus
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	923
GeneID	12511
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-155 мышиного CD6 (NP_033982.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q61003
Молекулярная масса белка	64 кДа/68 кДа/72 кДа
Условия отгрузки	В пакете со льдом