

Ре-Конъюгированное Моноклональное Антитело Кролика Против Cd62E Мыши Для Fc — Q00690

Артикул: CM0010851

введение

РЕ-конъюгированное моноклональное антитело кролика против CD62E мыши (Е-селектина), валидированное для проточной цитометрии. Подходит для исследований иммунной адгезии и миграции лейкоцитов на моделях мышей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ-моноклональное антитело кролика против CD62E мыши
Примечания/синонимы	Elam; CD62E; ELAM-1; LECAM2; E-селектин
Вид	Мышь
GeneID (человек)	6401
GeneID	20339
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 22-557 CD62E мыши (NP_035475.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Fc
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	Q00690
Молекулярная масса белка	66 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом