

Ре Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd62L Для Проточной Цитометрии - P18337

Артикул: CM0009601

введение

РЕ Кроличье моноклональное антитело против мышиного CD62L для проточной цитометрии. Распознает L-селектин (CD62L), валидировано на мышах. Подходит для изучения хоминга лимфоцитов и перекатывания лейкоцитов. SWISS: P18337.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ Кроличье моноклональное антитело против мышиного CD62L
Примечания/Альтернативные названия	Lnhr; CD62L; LAM-1; Ly-22; Lyam1; LECAM1; Ly-m22; Lyam-1; LECAM-1; L-селектин
Вид	Мышь
GeneID (человек)	6402
GeneID	20343
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 39-332 мышиного CD62L (NP_035476.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P18337
Молекулярная масса белка	42 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом