

Моноклональное Антитело Кролика Против Мышиного Cd68, Меченное Ре, Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточное Окрашивание) - P31996

Артикул: CM0012762

введение

Конъюгированное с фитоэритрином (PE) кроличье моноклональное антитело к мышиному CD68 (макрозиалин) для внутриклеточных приложений проточной цитометрии. Подходит для окрашивания макрофагов и дендритных клеток мыши. Высокая специфичность и яркий флуоресцентный сигнал PE.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против мышиного CD68, меченное PE
Примечания/Синонимы	Lamp4; gp110; Scard1
Вид реактивности	Мышь
GenelD (человек)	968
GenelD	12514
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 21-291 мышиного CD68 (NP_001277987.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (внутриклеточное)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P31996
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия доставки	С холодоэлементом