

Ре-Меченое Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd70 Для Проточной Цитометрии - O55237

Артикул: CM0008570

введение

РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный CD70. Валидировано для проточной цитометрии (FC). Используется для исследования передачи сигналов CD70-CD27 при активации Т-клеток и иммунном надзоре В-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ-меченое кроличье моноклональное антитело против мышиного CD70
Примечания/Альтернативные названия	Cd27l; CD27LG; Tnfsf7; Tnlg8a
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	970
GeneID	21948
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 47-195 мышиного CD70 (NP_035747.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	O55237
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	В сумке со льдом