

Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd79b Для Проточной Цитометрии - P15530

Артикул: CM0010048



введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела, направленные против мышиного CD79b (B29, Ig-бета, В-клеточный специфический гликопротеин B29), валидированные для применения в проточной цитометрии (FC). Идеально подходят для изучения сигналинга В-клеточного рецептора и адаптивного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличьи МАб против мышиного CD79b
Примечания/Псевдоним	B29; Igb; Igbeta; Ig-бета
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	974
GeneID	15985
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-158 мышиного CD79b (NP_032365.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P15530
Молекулярный вес белка	25кДа
Доставка	Сумка со льдом