


Кроличья Моноклональная Антитело Против Мышиного Cd80, Меченое Ре, Для Проточной Цитометрии — Q00609

Артикул: CM0009522



введение

Конъюгированное с фитохлорином PE кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный CD80 — ключевую костимуляторную молекулу Т-клеток. Валидировано для проточной цитометрии, идеально подходит для иммунологических исследований и разработки диагностических тест-систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитело против мышиного CD80, меченое PE
Примечания/алиасы	B71; Ly53; TSA1; Cd28l; Ly-53; MIC17
Вид	Мышь
GeneID (человек)	941
GeneID	12519
Иммуноген	Рекомбинантный белок (рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность аминокислот 38-245 мышиного CD80, NP_033985.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q00609
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	Сухой лед/хладоэлемент