

Моноклональные Антитела Кролика Против Мышиного Cd82, Конъюгированные С Ре, Для Проточной Цитометрии - P40237

Артикул: CM0004410

введение

Конъюгированные с РЕ моноклональные антитела кролика против мышиного CD82 для проточной цитометрии. Распознают мышиный CD82, тетраспанин, участвующий в иммунной регуляции, адгезии и ангиогенезе. Подходят для анализа мышиных спленоцитов и клеток почек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Rabbit anti-Mouse CD82 mAb
Примечания/Псевдоним	C33; IA4; Kai1; Tspan27
Вид	Мышь
GeneID (человек)	3732
GeneID	12521
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-266 мышиного CD82 (NP_001258390.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P40237
Молекулярный вес белка	30кДа
Доставка	Сумка со льдом