

Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd83 Для Проточной Цитометрии - O88324

Артикул: CM0010173

введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела, направленные против мышиного CD83, валидированные для проточной цитометрии (FC). Идеально подходят для исследований иммунных клеток, изучения дендритных клеток и лимфоцитов, а также исследований модуляции иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кролик anti-Mouse CD83 мАт
Примечания/Псевдоним	mCD83
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	9308
GeneID	12522
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-133 мышиного CD83 (NP_033986.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	O88324
Молекулярный вес белка	21КДа
Доставка	Сумка со льдом