

Ре Кроличья Моноклональная Антитело Против Мышиного Cd84 - Q18Pi6

Артикул: CM0009651

введение

Конъюгированная с PE кроличья моноклональная антитело, нацеленная на мышиный CD84 (SLAMF5), для проточной цитометрии. Идеально подходит для исследований рецепторов семейства SLAM, адаптивного иммунитета и функции NK/T-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличья антитела против мышиного CD84, мкАт
Примечания/Синонимы	CDw84; SLAMF5; A130013D22Rik
Вид	Мышь
GeneID (человек)	8832
GeneID	12523
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 22-221 мышиного CD84 (NP_038517.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (ПЦ)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q18Pi6
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	Хладоэлемент