

Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd86 - P42082

Артикул: CM0010055

введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела против мышиного CD86, валидированные для проточной цитометрии. Подходят для исследований активации Т-клеток и костимуляторных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE кроличьи моноклональные антитела против мышиного CD86
Примечания/Псевдонимы	B7; B70; MB7; B7-2; B7.2; CLS1; Ly58; ETC-1; Ly-58; MB7-2; Cd28l2; TS/A-2; CD86
Вид	Мышь
ID гена (человеческий)	942
ID гена	12524
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P42082
Молекулярный вес белка	35 кДа
Доставка	Сумка со льдом