

Ре-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело К Мышиному Cd87 Для Проточной Цитометрии - P35456

Артикул: CM0004148



введение

РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело к мышиному CD87 (uPAR) для проточной цитометрии (FC). Валидировано для мышиных образцов, нацелено на рецептор урокиназы, участвующий в активации плазминогена и миграции клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Rabbit anti-Mouse CD87 mAb
Примечания/Альтернативные названия	Cd87; uPAR; u-PAR
Вид	Мышь
GeneID (человек)	5329
GeneID	18793
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-297 мышиного CD87 (NP_035243.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P35456
Молекулярная масса белка	24 кДа/35 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом