

Ре Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd88/C5Ar Для Проточной Цитометрии - P30993

Артикул: CM0009528



введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный CD88/C5aR, валидировано для проточной цитометрии (FC). Реагирует с мышиным белком, прогнозируемый молекулярный вес 39 кДа. Подходит для исследований в области иммунологии и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличье анти-мышиное CD88/C5aR mAb
Примечания/Альтернативные названия	C5aR; C5r1; Cd88; D7Msu1
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	728
GeneID (Мышь)	12273
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-37 мышиного CD88/C5aR (NP_031603.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P30993
Молекулярный вес белка	39 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом