


Ре-Моноклональное Антитело Кролика К Cd8a Мыши Для Проточной Цитометрии — P01731

Артикул: CM0009167



введение

Конъюгированное с PE моноклональное антитело кролика, специфически распознающее CD8a мыши — корецептор МНС класса I. Валидировано для проточной цитометрии, что позволяет выявлять цитотоксические Т-лимфоциты и NK-клетки в исследовательских целях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE-моноклональное антитело кролика к CD8a мыши
Примечания/синонимы	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Вид	Мышь
GeneID (человек)	925
GeneID	12525
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-196 CD8a мыши (NP_001074579.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P01731
Молекулярная масса белка	27 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом