

Моноклональное Антитело Ре Кролика Против Мышиного Cd90.2 Для Проточной Цитометрии - P01831

Артикул: CM0010641

введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело, направленное против мышиного CD90.2 (Thy-1), для проточной цитометрии. Подходит для обработки образцов мышиного происхождения; помогает при иммунофенотипировании и изучении межклеточных взаимодействий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличье анти-мышиное мАнтитело к CD90.2
Примечания/Альяс	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Вид	Мышь
ID гена (человек)	7070
ID гена	21838
Иммуноген	Рекомбинантный белок мышиного CD90.2
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01831
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	С ледяным пакетом