


Ре Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd95/Fas - P25446

Артикул: CM0012195



введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело против мышиного CD95/FAS для проточной цитометрии. Распознает мышиный член суперсемейства рецепторов фактора некроза опухоли 6 (SWISS P25446); подходит для исследований апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличье антитело против мышиного CD95/FAS, моноклональное
Примечания/Альтернативные названия	Ipr; APO1; APT1; CD95; TNFR6; Tnfrsf6
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	355
ID гена	14102
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-169 мышиного CD95/FAS (NP_032013.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P25446
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом