


Ре-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd96/Tactile Для Проточной Цитометрии - Q3U0X8

Артикул: CM0012427



введение

РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный CD96/TACTILE, валидировано для проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения адгезии Т-клеток и NK-клеток, а также поздних фаз иммунного ответа. Q3U0X8.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ-кроличье антимышиное моноклональное антитело против CD96/TACTILE
Примечания/Альтернативные названия	Tactile; 170010912Rik
Вид	Мышь
Gene ID (Human)	10225
Gene ID	84544
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35-536 мышиного CD96/TACTILE (NP_115854.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q3U0X8
Молекулярная масса белка	67 кДа
Условия доставки	В термopakете со льдом