


Моноклональное Антитело Ре Кролика Против Мышиного E-Кадгерина/Cd324 Для Проточной Цитометрии (Fc) — P09803

Артикул: CM0008566



введение

ФЭ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный E-кадгерин/CD324 (SWISS: P09803). Валидировано для проточной цитометрии (FC). Подходит для изучения клеточной адгезии, биологии эпителия и исследований в области онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	ФЭ кроличье антитело против мышиного E-кадгерина/CD324, моноклональное
Примечания/алиасы	Um; UVO; Ecad; ARC-1; E-cad; L-CAM
Вид реагирования	Мышь
GeneID (человек)	999
GeneID	12550
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 157-369 мышиного E-кадгерина/CD324 (NP_033994.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P09803
Молекулярная масса белка	98 кДа
Доставка	С ледяным пакетом