


Ре Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Foxp3 Для Внутриклеточного Проточного Цитометрического Анализа (Fc (Intra)) - Q99Jb6

Артикул: CM0004119



введение

Конъюгированное с фикоэритрином (PE) кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный FOXP3 (scurfin) — ключевой транскрипционный регулятор в регуляторных Т-клетках (Treg). Валидировано для внутриклеточной проточной цитометрии, это антитело позволяет детектировать и анализировать популяции Treg в мышиных образцах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличье анти-мышиное FOXP3 mAb
Примечания/Альтернативные названия	sf; JM2; scurfin
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	50943
ID гена	20371
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 мышиного Foxp3 (NP_473380.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (intra)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q99Jb6
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом