

Ре-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело Против I-A Мыши Для Fc — P14483

Артикул: CM0010672



введение

РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, специфичное к аллоантигенам МНС класса II I-A мыши (H-2I, I-A, I-E). Валидировано для проточной цитометрии. Подходит для фенотипирования иммунных клеток и иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	РЕ-кроличье анти-I-A мыши мАб
Примечания/синонимы	H-2I; I-Ad, -Ed; аллоантигены МНС класса II I-Eb и I-Ek; антиген Ia; МНС II
Вид	Мышь
GeneID (человек)	474382
GeneID	14961
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P14483
Молекулярная масса белка	30 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом