

Ре-Кроличье Моноклональное Антитело Против Icos/Cd278 Мыши Для Fc — Q9Wvs0

Артикул: CM0011122

введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело, направленное против ICOS/CD278 мыши, валидированное для проточной цитометрии (FC). Распознаёт индуцируемый костимулятор Т-клеток, играющий ключевую роль в активации Т-клеток и взаимодействии Т- и В-клеток, в образцах мыши.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ-кроличье моноклональное антитело против ICOS/CD278 мыши
Примечания/синонимы	H4; CCLP; AILIM; CRP-1; Ly115
Вид	Мышь
GeneID (человек)	29851
GeneID	54167
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-142 ICOS/CD278 мыши (NP_059508.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	Q9WVS0
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом