

Ре Кроличья Моноклональная Антитело К Мышиной Iga (Fc)

Артикул: CM0012556

введение

Конъюгированная с фитоэритрином (PE) кроличья моноклональная антитела, специфичная к Fc-области мышиной иммуноглобулина А. Предназначена для внутриклеточной проточной цитометрии образцов мышиного происхождения. Получена из кролика. Поставляется со льдом. Идеально подходит для иммунологических исследований и разработки диагностических тест-систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ кроличья мАнтитело к мышиной IgA (Fc)
Вид	Мышь
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 99-344 мышиной IgA
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (внутриклеточная проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
Доставка	Пакет со льдом