


Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Мышиных IgG1 Для Проточной Цитометрии - P01868

Артикул: CM0005101



введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела против мышиных IgG1, подходящие для проточной цитометрии (FC). Эти антитела специфичны к изотипу IgG1 и могут использоваться для профилирования мышиных иммуноглобулинов и анализа В-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	PE Кролик anti-Mouse IgG1 mAb
Примечания/Псевдоним	IgG1
Вид	Мышь
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 98-324 мышиного IgG1 (P01868)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01868
Молекулярный вес белка	36 кДа
Доставка	Сумка со льдом