

Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Мыши IgG2B Для Проточной Цитометрии - P01867-2

Артикул: CM0008323

введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела, направленные на константную область мыши IgG2b (изоформа 2). Валидированы для проточной цитометрии с перекрестной реактивностью к мыши. Подходят для изотипирования иммуноглобулинов и исследований иммунного профиля.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Rabbit anti-Mouse IgG2b mAb
Примечания/Псевдоним	IgG2b; Igh-3; gamma2b
Вид	Мышь
GeneID	16016
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 14-113 мыши IgG2b (P01867-2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01867-2
Молекулярный вес белка	37кДа
Доставка	Сумка со льдом